



MedTrade
medical systems

Warning: Illegal string offset 'small' in
[/www/medtrade.pl/cache/3_1^%%D6^D6C^D6C7ABE6%%index.tpl.php](http://www.medtrade.pl/cache/3_1^%%D6^D6C^D6C7ABE6%%index.tpl.php) on line 18



Wysokiej klasy kardiotokograf z czytelnym wyświetlaczem LED.

Cechy szczególne:

- Ruchomy wyświetlacz LED
- Monitorowanie ruchów płodu
- Monitorowanie ciąży bliźniaczej
- Programowalne alarmy
- Zapis z programowalnym czasem wydruku
- Wodoodporne sondy o częstotliwości 1 MHz
- Zasilanie sieciowe lub opcjonalnie akumulatorowe
- Możliwość łatwego montażu na ścianie

W skład zestawu wchodzi:

- 2 głowice ultradźwiękowe
- 1 głowica TOCO
- elektroniczny znacznik zdarzeń
- pasy do mocowania głowic
- opakowanie papieru
- opakowanie żelu transmisyjnego
- zasilacz
- torba transportowa
- instrukcja obsługi w j. polskim

Gwarancja 24 miesiące.

