



MedTrade
medical systems

Warning: Illegal string offset 'small' in
[/www/medtrade.pl/cache/3_1^%%D6^D6C^D6C7ABE6%%index.tpl.php](http://www.medtrade.pl/cache/3_1^%%D6^D6C^D6C7ABE6%%index.tpl.php) on line 18



Najwyższej klasy kardiokograf z 7 calowym wyświetlaczem LCD.

Cechy szczególne:

- Monitorowanie ruchów płodu
- Monitorowanie ciąży bliźniaczej
- Możliwość konfigurowania wyświetlanych informacji
- Programowalne alarmy
- Zapis z programowalnym czasem wydruku
- Wyświetlanie trendów z 24 godzin
- Wodoodporne sondy o częstotliwości 1 MHz
- Zasilanie sieciowe i akumulatorowe
- Wbudowany akumulator Li-ion

W skład zestawu wchodzi:

- 2 głowice ultradźwiękowe
- 1 głowica TOCO
- elektroniczny znacznik zdarzeń
- pasy do mocowania głowic
- opakowanie papieru
- opakowanie żelu transmisyjnego
- zasilacz
- instrukcja obsługi w j. polskim

Gwarancja 24 miesiące.

