



**MedTrade**  
medical systems

**Warning:** Illegal string offset 'small' in  
[/www/medtrade.pl/cache/3\\_1^%%D6^D6C^D6C7ABE6%%index.tpl.php](#) on line **18**



**Najwyższej klasy kardiokograf z wyświetlaczem LED.**

**Cechy szczególne:**

- Monitorowanie ruchów płodu
- Monitorowanie ciąży bliźniaczej
- Wyświetlanie częstotliwości pracy serca (HR)
- Programowalne alarmy
- Zapis z programowalnym czasem wydruku
- Wodoodporne sondy o częstotliwości 1 MHz
- Zasilanie sieciowe

**W skład zestawu wchodzi:**

- 2 głowice ultradźwiękowe (DOP)
- 1 głowica TOCO (UC)
- elektroniczny znacznik zdarzeń
- pasy do mocowania głowic
- opakowanie papieru
- opakowanie żelu transmisyjnego
- instrukcja obsługi w j. polskim

**Gwarancja 24 miesiące.**

