



MedTrade
medical systems

Warning: Illegal string offset 'small' in
[/www/medtrade.pl/cache/3_1^%%D6^D6C^D6C7ABE6%%index.tpl.php](http://www.medtrade.pl/cache/3_1^%%D6^D6C^D6C7ABE6%%index.tpl.php) on line **18**



Najwyższej klasy kardiotokograf z wyświetlaczem LED.

Cechy szczególne:

- Monitorowanie ruchów płodu
- Monitorowanie ciąży bliźniaczej
- Wyświetlanie częstotliwości pracy serca (HR)
- Programowalne alarmy
- Zapis z programowalnym czasem wydruku
- Wodoodporne sondy o częstotliwości 1 MHz
- Zasilanie sieciowe

W skład zestawu wchodzi:

- 2 głowice ultradźwiękowe (DOP)
- 1 głowica TOCO (UC)
- elektroniczny znacznik zdarzeń
- pasy do mocowania głowic
- opakowanie papieru
- opakowanie żelu transmisyjnego
- instrukcja obsługi w j. polskim

Gwarancja 24 miesiące.

