



MedTrade
medical systems

Warning: Illegal string offset 'small' in
[/www/medtrade.pl/cache/3_1^%%D6^D6C^D6C7ABE6%%index.tpl.php](http://www.medtrade.pl/cache/3_1^%%D6^D6C^D6C7ABE6%%index.tpl.php) on line **18**



Nowoczesny 12-kanalowy elektrokardiograf.

Cechy szczególne:

- Zapis 12 odprowadzeń jednocześnie
- Zapis 2 x 6 odprowadzeń lub 3 x 4 odprowadzenia
- **Funkcja automatycznej interpretacji w języku polskim**
- Komunikacja poprzez złącze LAN
- Zasilanie sieciowe
- Opcjonalnie zasilanie akumulatorowe

W skład zestawu wchodzi:

- kabel 12 odprowadzeń
- zasilacz
- instrukcja obsługi w j. polskim

UWAGA !

Do zestawu dołączona jest bezpłatna licencja na oprogramowanie umożliwiające podłączenie aparatu EKG do komputera PC.

Gwarancja 24 miesiące.

