



MedTrade  
medical systems

**Warning:** Illegal string offset 'small' in  
[/www/medtrade.pl/cache/3\\_1^%%D6^D6C^D6C7ABE6%%index.tpl.php](http://www.medtrade.pl/cache/3_1^%%D6^D6C^D6C7ABE6%%index.tpl.php) on line **18**



Lampa medyczna LED

Parametry:

- Intensywność oświetlenia: 40,000lux (w odległości 30cm)
- Temperatura barwowa: 6,000 - 6,500K
- Żywotność źródła światła: min. 40,000 godzin
- Indeks odwzorowania koloru: 75Ra