



MedTrade
medical systems

Warning: Illegal string offset 'small' in
/www/medtrade.pl/cache/3_1^%%D6^D6C^D6C7ABE6%%index.tpl.php on line **18**



Najwyższej klasy kardiokograf z wyświetlaczem LED.

Cechy szczególne:

- Monitorowanie ruchów płodu
- Monitorowanie ciąży pojedynczej
- Wyświetlanie częstotliwości pracy serca (HR)
- Programowalne alarmy
- Zapis z programowalnym czasem wydruku
- Wodoodporne sondy o częstotliwości 1 MHz
- Zasilanie sieciowe

W skład zestawu wchodzi:

- 1 głowica ultradźwiękowa (DOP)
- 1 głowica TOCO (UC)
- elektroniczny znacznik zdarzeń
- pasy do mocowanie głowic
- opakowanie papieru
- opakowanie żelu transmisyjnego
- instrukcja obsługi w j. polskim

Gwarancja 24 miesiące.

