



MedTrade  
medical systems

**Warning:** Illegal string offset 'small' in  
[/www/medtrade.pl/cache/3\\_1^%%D6^D6C^D6C7ABE6%%index.tpl.php](http://www.medtrade.pl/cache/3_1^%%D6^D6C^D6C7ABE6%%index.tpl.php) on line **18**



Drukarka UP-X898MD to najnowsze urządzeniem do profesjonalnych wydruków medycznych. Zastępuje znane i sprawdzone modele UP-897D (cyfrowa) oraz UP-897MD (analogowa).

Hybrydowa drukarka Sony UP-X898MD jest idealnym rozwiązaniem także do starszych modeli aparatów USG posiadających jedynie analogowe wyjścia Video (BNC). Dodatkowo posiada możliwość automatycznego zapisu obrazów z wejścia analogowego na pamięć typu pendrive.

Drukarka Sony UP-X898MD współpracuje również z aparatami, które nie posiadają najnowszych wersji sterownika dla tego modelu, ale współpracowały z Sony UP-897. Zmiany ustawień sterownika można dokonać z panelu drukarki, tak aby aparat USG "widział" ją jako starszy model.

#### **Parametry wydruku:**

- wydruk czarno-biały
- format A6

#### **Wejścia:**

- BNC Video (PAL/NTSC)
- Pilot sterowanie
- USB

**Wyjścia:**

- BNC Video
- USB - nagrywa obrazy z wejścia BNC na pendrive